

## **Masca faciala de uz medical, Tip I, 50 buc/cut**



**Pret:** 6<sup>70</sup> RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala

### **Descriere**

#### **Masca faciala de uz medical, Tip I, 50 buc/cut**

Masca medicala tip 1, conform standardului SR EN 14683, asigura o protectie eficienta impotriva transferului de microorganisme si bacterii si pentru utilizarea generala de catre persoanele expuse la particule de praf sau alergeni.

Masca faciala de uz medical tip 1 cu elastic este confectionata din polipropilena netesuta, in 3 straturi, confortabila, moale, respirabila si prietenoasa cu pielea.

Cele 3 pliuri asigura o desfasurare suficienta pentru a acoperi nasul, gura si barbia pentru o protectie completa.

Masca avand dimensiunile de 95×175 mm.

Masca faciala uz medical cu BFE > 95%.

Este conceputa pentru a oferi o bariera impotriva stropilor si a picaturilor care au impact asupra nasului, gurii si tractului respirator.

Se aseaza foarte bine pe fata utilizatorului si se fixeaza dupa ureche elementele de prindere.

Aceste masti de unica utilizare sunt utilizate pentru o varietate de proceduri in spitale.

Acum sunt folosite si in comunitate datorita conditiilor actuale.

Acestea trebuie schimbate atunci cand se umezesc sau se deterioreaza.

### **Instructiuni de folosire:**

- ☒ Inainte de a aplica masca, curatati mainile cu o solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.
- ☒ Se prinde cu mainile, partea inferioara si cea superioara a mastii.
- ☒ Se trage de partea inferioara a mastii pana se deschid pliurile.
- ☒ Se pozitioneaza masca pe fata: se fixeaza pozitia mastii pe nas cu o mana, iar cu cealalta mana se trag elasticele dupa urechi.
- ☒ Se acopera barbia, gura si nasul cu masca si asigurativa ca nu sunt spatii goale intre fata si masca.
- ☒ Nu se atinge masca in timpul purtarii.
- ☒ Se inlocuieste masca cu una noua imediat ce se umezeste.
- ☒ Scoaterea mastii se face astfel: se apuca masca de elastice (nu se atinge partea din fata a mastii) si se introduce intro punga de plastic, care se arunca imediat la un cos cu capac.
- ☒ Se curata mainile cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.

### **Specificatii tehnice:**

- ☒ BFE > 95%.
- ☒ Clema de nas din aluminiu maleabila.
- ☒ Material neted, prietenos cu pielea.
- ☒ 3 straturi / 3 pliuri.
- ☒ Performanta filtrului conform EN 14683+AC:2019 (tipul I).
- ☒ Benzi elastice acoperite cu bumbac.
- ☒ Utilizare: de unica folosinta.
- ☒ Lavabil: nu.
- ☒ Timp de purtare: maxim 4 ore.

